

# ケア・リンク (Care-Link)

二重会話型AIと完全オンプレミス処理が実現する、次世代の「傾聴」と「見守り」






# 現状のジレンマ

認知症利用者の  
孤立・傾聴不足

慢性的な人手不足・  
見守り負担



# Care-Linkの回答


## ① 心に寄り添う対話

超低遅延リアルタイム双方向  
音声AIによる孤立感の解消



## ② バイタル記録の自動化

日常会話から体温・血圧を  
自動抽出し、記録業務を削減




## ③ 完璧なプライバシー

完全オンプレミス処理と実名遮断に  
よる究極の個人情報保護





# 繋がりのエコシステム






# 【利用者モード】 声だけで完結する、究極のバリアフリーUI





# 【スタッフモード】 統合監視と「AIとスタッフの連携」



## Pattern B: 音声割り込み






# AIペルソナ・マトリクス（認知症対応プロンプト雛形）

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>受容・傾聴</b></div> <div>(対象: 認知症・不穏)</div> <div>話を遮らず全面肯定。否定なしで安心感を付与</div> <div></div> | <div> <b>回想療法</b></div> <div>(対象: 昭和レトロ)</div> <div>昔の仕事や故郷の食事を引き出し、嬉しそうな記憶を喚起</div> <div></div> | <div> <b>意欲向上</b></div> <div>(対象: アクティビティ)</div> <div>体調を気遣いながら、散歩や運動・水分補を前向きに促す</div> <div></div> | <div> <b>夕暮れ症候群</b></div> <div>(対象: 帰宅願望)</div> <div>『帰れません』と否定せず、共感的に受け止め待機を促す</div> <div></div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# 【ご家族・外部連携モード】 離れていても「今日の様子」がわかる





# アーキテクチャの真髓：「ハイブリッドAI分離モデル」

## Cloud Layer (Gemini-Live)

用途: 感情豊かな日常の傾聴対話のみ。  
超低遅延レスポンス

日常会話・応答

## 厳格なファイアウォール境界

不正アクセス遮断

音声データ・リクエスト  
(匿名化済み)

必要最低限応定・  
必要最低限のコンテキスト

バイタル解析結果

長期記憶更新 (RAG)

緊急アラート

## Local Layer


(Ollama gemma4:26b + Whisper)

用途: バイタル解析・正式な本人確認  
・ RAG長期記憶・緊急アラート

完全オンプレミス  
(外部送信0%)



# セキュリティ最優先規定：実名とニックネームの不可逆変換






# データ保護とインフラストラクチャ



## Training Opt-Out (再学習防止)


Gemini API Paid Tier（有料版）の強制適用。クラウド対話データがAIの学習に利用されることは一切ありません。

(Data Retention 0)



## Offline Fallback (完全オフライン稼働)

万が一のインターネット切断時でも、ローカルLLMのみで『バイタル抽出とアラート発動』が100%継続します。




## Flexible Hardware (柔軟なハードウェア要件)

VRAM 8GB（RTX 2060）の軽量構成から、将来の大型モデル拡張まで対応可能なスケーラビリティ。



# リアルタイム通信プロトコル（WebSocketの裏側）





# Care-Linkがもたらす未来



「Care-Linkは人を減らすためのAIではありません。  
人がケアの『**本質**』に向き合う時間を取り戻すためのテクノロジーです。」



# テスト状況と導入ステップ

## 自動テスト全件合格

|            |        |
|------------|--------|
| 暗号化処理      | [ OK ] |
| バイタル解析     | [ OK ] |
| アラート判定     | [ OK ] |
| プロンプト雛形    | [ OK ] |
| データベース連携   | [ OK ] |
| APIエンドポイント | [ OK ] |
| 認証トークン     | [ OK ] |
| ログ記録       | [ OK ] |

全8件のUnit Testがオールグリーン。  
即時運用可能な堅牢性を証明。



セキュアなローカル環境での  
即時テスト導入が可能です。





Technology that Listens, Cares, and Connects.

(傾聴し、気遣い、繋ぐテクノロジー)